

pH indikátorový papírek pH-Fix - proužky

Plastové proužky 6 x 85 mm s jednou až čtyřmi indikačními ploškami

- Pro nepufrované či slabě pufrované roztoky
- Neuvolňuje se ani v silně alkalických roztocích
- Indikátor je chemicky vázán na celulózová vlákna

Technické parametry

Balení:

100 ks



pH indikátorový papírek pH-Fix - proužky

Rozsah pH	Rozlišení pH	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,0-14,0	1,0	100	M092110
0,0-6,0	0,5	100	M092115
2,0-9,0	0,5	100	M092118
4,5-10,0	0,5	100	M092120
7,0-14,0	0,5	100	M092125
0,3-2,3	0,3/0,4	100	M092180
1,7-3,8	0,3	100	M092190
3,6-6,1	0,3/0,5	100	M092130
5,1-7,2	0,3	100	M092140
6,0-7,7	0,3	100	M092150
7,5-9,5	0,2/0,4	100	M092160
7,9 -9,8	0,2/0,4	100	M092170