

pH metr kapesní Piccolo | HANNA

Elektronický přenosný pH metr s výměnnou elektrodou

- Automatická teplotní kompenzace
- Přepínání měření pH nebo teploty (měření teploty pouze Piccolo Plus)

Technické parametry

Rozsah měření:	1,00 až 13,00 pH / 0 až 70 °C (teplota pouze pro Piccolo Plus)
Rozlišení:	0,01 pH / 0,1 °C (teplota pouze pro Piccolo Plus)
Přesnost:	+mn0,01 pH / +mn0,5 °C (teplota pouze pro Piccolo Plus)
Pracovní prostředí:	0 až 50 °C, max 95 % RH
Napájení:	3 x 1,5 V
Kapacita baterií:	cca 100 hod
Hmotnost:	70 g (s pouzdrům 400 g)



pH metr kapesní Piccolo I s elektrodou 90 mm



pH metr kapesní Piccolo I s elektrodou 160 mm



pH metr kapesní Piccolo II s elektrodou 160 mm

Typ	Rozměry š x h x v (mm)	Katalogové číslo
Kapesní pH-metr Piccolo I s elektrodou 90 mm	29 x 15 x 194	R059011
Kapesní pH-metr Piccolo II s elektrodou 160 mm	29 x 15 x 265	R032411
Kapesní pH-metr a teploměr Piccolo Plus s elektrodou	29 x 15 x 265	R501611

pH metr Piccolo dodáváme v pouzdru včetně elektrody, kalibračních pufrů 4,01 a 7,01 pH v sáčkách a baterií

Náhradní elektrody



Elektroda 160 mm