

PIPERIDIN


hexahydropyridin

CAS: 110-89-4

Vzorec: C₅H₁₁N

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	85,15
Hustota:	0,86 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302-H311+H331-H314



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	250 ml	R.0976.1
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.0976.2
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.0976.3
min 99,5 %, pro syntézu peptidů	200 ml	R 11221
min 99,5 %, pro syntézu peptidů	500 ml	R 11222
min 99,5 %, pro syntézu peptidů	1 l	R 11223
min 99,5 %, pro syntézu peptidů	2,5 l	R.A122.4