

Pipeta jednokanálová elektronická Transferpette® | Brand

Pipeta pro přesné motorizované dávkování mikrolitrových objemů v rozsahu 0,5 až 5 000 µl

- Lehké piety s velkým jasným displejem a intuitivní strukturou menu umožňující jednoduchou změnu programu
- Velké tlačítko pro pietování, všechny funkce jednoduše ovládané pomocí 4 tlačítek
- Individuálně nastavitelná opěrka prstů pro maximální pohodlí během velkých serií pietování pravou nebo levou rukou
- Ergonomicky umístěné tlačítko vyhazovače špiček barevně odpovídající velikosti špiček
- Výrazně snížená síla potřebná pro nasazení a schození špičky
- Programy PIP Mode a revPIP Mode pro přímé a reverzní pipetování
- Program PIPmix Mode pro míchávání vzorku opakovaným nasátím a vypuštěním
- Program DISP Mode pro krokové dávkování
- Elektroforetický program GEL Mode pro nasátí vzorku nastavitelnou rychlostí a jeho velmi pomalé nanášení na gel (není dostupný v pipetách o objemu 1 000 µl a 5 000 µl)
- CAL Mode pro jednoduchou kalibraci bez použití náradí díky technologii Easy Calibration
- Plně nabitá baterie umožňuje 8 hodin nepřetržitého pipetování kapalin podobných vodě, což odpovídá více než 4 000 pipetovacích cyklů
- Unikátní regenerační funkce (batt Mode) pro zvýšení výkonu a prodloužení životnosti baterií
- Kónus pipety je po odšroubování kompletně autoklávovatelný při 121 °C a tlaku 2 bar (15 minut)
- Individuální kontrolní certifikát

Technické parametry

Teplotní rozmezí: +15 až +40 °C

Maximální hustota: 260 mPas

Objem	Reprodukovatelnost (%) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (µl) při maximálním objemu	Přesnost (%) při maximálním objemu	Přesnost (µl) při maximálním objemu
0,5 - 10 µl	≤ 0,4 %	≤ 0,04 µl	≤ ±1 %	≤ ±0,1 µl
2 - 20 µl	≤ 0,4 %	≤ 0,08 µl	≤ ±1 %	≤ ±0,2 µl
10 - 200 µl	≤ 0,2 %	≤ 0,4 µl	≤ ±0,8 %	≤ ±1,6 µl
50 - 1 000 µl	≤ 0,2 %	≤ 2 µl	≤ ±0,6 %	≤ ±6 µl
250 - 5 000 µl	≤ 0,2 %	≤ 10 µl	≤ ±0,6 %	≤ ±30 µl



Pipeta s AC adaptérem				Pipeta bez AC adaptéru			
Objem (μl)	Krok (μl)	Doporučená velikost špičky (μl)	Katalogové číslo	Objem (μl)	Krok (μl)	Doporučená velikost špičky (μl)	Katalogové číslo
0,5 - 10	0,01	0,5 - 20	P705299	0,5 - 10	0,01	0,5 - 20	P705339
2 - 20	0,02	0,5 - 20	P705300	2 - 20	0,02	0,5 - 20	P705340
10 - 200	0,2	2 - 200	P705303	10 - 200	0,2	2 - 200	P705343
50 - 1 000	1	50 - 1 000	P705306	50 - 1 000	1	50 - 1 000	P705346
250 - 5 000	5	500 - 5 000	P705307	250 - 5 000	5	500 - 5 000	P705347

Elektronické piety Transferpette® dodáváme s individuálním kontrolním certifikátem, baterií, evropským AC adaptérem (pokud vyberete verzi s adaptérem), silikonovou vazelinou a návodem.

Stojánky

- Nabíjecí stojánek umožňuje současné nabíjení až 3 jednokanálových pipet
- Individuální stojánky lze použít pro elektronické pipety i manuální pipety Transferpette®S

Popis	Katalogové číslo
Nabíjecí stojánek pro 3 jednokanálové pipety Transferpette®	P705390
Individuální stojánek pro pipety do 1 000 μl	P705385
Individuální stojánek pro pipetu 250-5 000 μl	P705386

Nabíjecí stojánek dodáváme evropským AC adaptérem