

Pipeta sérologická CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE

Sterilní sérologické pipety s maximální přesností

- Jednorázové pipety s polyesterovou zátkou
- Snadno čitelná stupnice
- Konstrukce špičky pipety zaručuje pipetování bez ulpívání kapek
- Barevné označení pipet podle mezinárodních norem pro snadnou identifikaci
- Balené jednotlivě v plastovém obalu
- Bez DNáz, RNáz, lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:

PS



Pipeta sérologická 1 ml



Pipeta sérologická 2 ml



Pipeta sérologická 5 ml



Pipeta sérologická 10 ml



Pipeta sérologická 25 ml



Pipeta sérologická 50 ml

Objem (ml)	Dělení (ml)	Délka (mm)	Vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	277	4,55	10 x (100 x 1)	R.1A74.1
2	0,01	277	5,65	10 x (100 x 1)	R.1A75.1
5	0,1	336,5	8	4 x (50 x 1)	R.1A76.1
10	0,1	340	9,5	4 x (50 x 1)	R.1A77.1
25	0,2	343	14,3	4 x (50 x 1)	R.1A78.1
50	0,5	343	18,1	5 x (20 x 1)	R.1A79.1