

Pipeta sérologická zkrácená CELLSTAR® | GREINER BIO-ONE


Zkrácená verze sterilních sérologických pipet

- Vhodné zejména pro práci v laminárních boxech nebo jiných stísněných prostorech
- Jednorázové pipety s polyesterovou zátkou
- Snadno čitelná stupnice
- Konstrukce špičky pipety zaručuje pipetování bez ulpívání kapek
- Barevné označení pipet podle mezinárodních norem pro snadnou identifikaci
- Balené jednotlivě v plastovém obalu
- Bez DNáz, RNáz, lidské DNA, endotoxinů a cytotoxických látek


Technické parametry

Materiál:

PS



Pipeta sérologická zkrácená 5 ml



Pipeta sérologická zkrácená 10 ml

Objem (ml)	Dělení (ml)	Délka (mm)	Vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	221	9,5	4 x (50 x 1)	R.1A7A.1
10	0,2	221	14,3	4 x (50 x 1)	R.1A7C.1