


Pipetovací balónek

Balónky pro pipety a Pasteurovy pipety průměr 6-8 mm

Technické parametry

Materiál:	PVC
Vnitřní průměr otvoru:	6 mm



Pipetovací balónek

Objem (ml)	Tvar	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	oválný	25	1	R326031
7,5	kulatý	30	1	R861661
20	kulatý	42	1	R861761
30	kulatý	48	1	R861861
85	kulatý	62	1	R861961
140	kulatý	72	1	R862061
220	kulatý	84	1	R862161
340	kulatý	94	1	R862261