

Pipetovací balónek "Flip"

Pro bezpečné pipetování s pipetami o objemu 10 až 100 ml

- Odnímatelný bezpečnostní ventil
- Snadné čištění vnitřního prostoru balónku

Technické parametry

Materiál:	Přírodní guma
Průměr pipet:	6 - 8 mm



Pipetovací balónek "Flip"

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetovací balónek "Flip"	červená	1	R326161
Pipetovací balónek "Flip"	žlutá	1	R326261
Pipetovací balónek "Flip"	zelená	1	R326361
Pipetovací balónek "Flip"	modrá	1	R326461