

Pipetovací nástavec Pipump 2500

Mechanické nástavce umožňující bezpečné a pohodlné pipetování klasickými pipetami

- Velikosti 2, 10 a 25 s výpustným ventilem
- Kónus pro nasazení pipety ze speciální protiskluzné gumy
- Velikost 0 pro skleněné Pasteurovy pipety bez výpustného ventilu
- Vyrobeno v Německu



Pipetovací nástavec Pipump 2500

Velikost	Max. objem pipety (ml)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0	0,2	žlutá	1	R251211
2	2,0	modrá	1	R251611
10	10,0	zelená	1	R252011
25	25,0	červená	1	R252411

Příslušenství

Gumový kónus pro nasazení pipety - je u všech nástavců stejný

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní gumový kónus	1	R538561