

PLATINA - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Pt

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):	H290-H315-H319-H335-EUH208
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Prvek	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
Pt	1 000	10% HCl	100 ml	R.2341.1
Pt	1 000	10% HCl	500 ml	R.2341.2