


Počítačka kolonií Scan 100 | INTERSCIENCE

Počítačka pro přesné počítání kolonií na jakémkoli typu média se zabudovaným USB flashdiskem

- Integrovaný USB flashdisk umožňuje snadno a rychle exportovat výsledky
- Vhodné pro Petriho misky o průměru 55, 65, 90 a 150 mm, PetriFilm™, filtrační membrány aj.
- Intuitivní počítání, nastavitelná citlivost dotykové plochy pomocí kolečka „citlivost“, dotyk je doprovázen pípnutím, jehož intenzitu si také můžete nastavit
- Nastavitelná intenzita LED osvětlení
- Technologie "Dark Field" (spodní pole pod miskou) zabraňuje nevhodnému rozptylu světla a únavě očí z práce a naopak zajišťuje vhodný kontrast pro rychlé počítání kolonií
- Zešikmená plocha a ergonomická opěrka rukou zabezpečí při počítání pohodlí
- Přístroj je kompatibilní se všemi typy per
- Vyrobeno z nerezové oceli
- V souladu s ISO 7218 a FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)

Technické parametry

Rozsah:	0 - 1998 CFU
Váha:	4,6 kg
Exportované formáty:	přes USB, LIMS, Excel
Rozměry (š x d x v):	25 x 33 x 17,5 cm
Napájení:	5 W, 100-240 V, 50-60 Hz



Scan 100	M435000
Lupa (2x) s pružně nastavitelným držákem	M435001

Počítačku kolonií Scan 100 dodáváme s adaptérem na Petriho misky průměr 90 mm, bílým pozadím, černým fixem, napájecím kabelem, USB kabelem a uživatelskou příručkou