

Podstavec teleskopický z hliníkové slitiny

Robustní nůžková konstrukce, podstavec lze použít do vodní lázně

Technické parametry

Materiál plošiny:	Al slitina
Materiál nůžkové konstrukce:	nerezová ocel
Maximální statická nosnost:	cca 30 kg (nejmenší model 10 kg)



podstavec teleskopický

Rozměr desky (mm)	Nastavitelná výška (mm)	Maximální váha kterou lze zvedat (kg)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100 x 100	55 - 120	5	1	R157871
160 x 130	60 - 275	7	1	R157971
200 x 200	60 - 275	7	1	R158071
240 x 240	60 - 275	7	1	R158171