

poly d(T)₁₂₋₁₈ Primer

Lyofilizovaný ready-made primer pro reverzní transkripci ("sequence unspecific priming")

- Dále je přiložen 1 ml vody ošetřené DEPC pro molekulární biologii (bez DNáz či RNáz)
- Balení obsahuje 5 × 1 OD₂₆₀ jednotek (každá 31,2 µg či 7,3 nmol DNA) poly d(T)₁₂₋₁₈ primerů, každá je v 1 vialce

Technické parametry

Teplota skladování:

–20 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
poly d(T) ₁₂₋₁₈ Primer; HPLC-přečištěný, lyofilizovaný	1 kit	R.HP27.1

1 OD jednotka je definována jako množství DNA získané lyofilizací 1 ml roztoku, obsahujícího DNA o koncentraci 1 OD