

POLYETHYLENGLYKOL 400 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

CAS: 25322-68-3

Vzorec: $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

380-420

Hustota:

1,12 g·cm⁻³



Čistota	Balení	Katalogové číslo
Ph. Eur.	1 l	P 17301
Ph. Eur.	5 l	R.0144.2
Ph. Eur.	25 l	R.0144.4