

Polypepton

Speciálně vyvinutá směs kaseinového a masového peptonu, pro mikrobiologii

- Bohatý zdroj vitamínů, uhlíku a aminokyselin pro mikrobiologická živná média
- U některých mikroorganismů stimuluje růst lépe, než jednotlivé peptony

Technické parametry

Složení: Celkový obsah dusíku min. 10 % pH 6,5-7,5

Teplota skladování: +20 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	250 g	plast	R.2903.1
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.2903.2
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.2903.3