

POLYWOLFRAMAN SODNÝ MONOHYDRÁT

metawolframan sodný

CAS: 12141-67-2**Vzorec:** $3 \text{ Na}_2\text{WO}_4 \cdot 9 \text{ WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molární hmotnost:	2986,01
Hustota:	5,47 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302-H318-H412

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	50 g	R.8828.1
min 99,9 %	250 g	R.8828.2
min 99,9 %	1 kg	R.8828.3