

PONCEAU S

C.I.27195, Scarlet red

Pro reverzibilní barvení proteinů na membránách a pro mikroskopii.

CAS: 6226-79-5

Vzorec: $C_{22}H_{12}N_4Na_4O_{13}S_4$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

760,56

Bezpeč. věty (GHS):

H315-H319-H335



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro histologii a elektroforézu	10 g	sklo	R.5938.2
pro histologii a elektroforézu	25 g	sklo	R.5938.1