

Popisovač laboratorní | MARIENFELD

Ultratenký permanentní popisovač pro skleněné a plastové povrchy a na papír

- Vysoce kontrastní netoxický inkoust, který nevysychá a zaručuje trvalý popis
- Odolný vůči vodě a většině laboratorních chemikálií
- Ideální pro popisování mikroskopických skel, histologických kazet, Petriho misek a CD



Popisovač laboratorní | MARIENFELD

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Laboratorní popisovač	černá	12	R.CET9.1