

Popisovače s plstěným hrotem

Laboratorní značkovače pro popisování povrchů



Popisovač Belpen

Popisovač pro rychleschnoucí trvalé značení

- Ideální pro popisování skla, nerozmazává se
- Odolné proti vodě, po zaschnutí vydrží autoklárování

Technické parametry

Délka : 133 mm

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Černý	1	A337000
Modrý	1	A337002



Popisovač Lab Marker

Tenký popisovač pro obecné použití s rychle schnoucím inkoustem

- Odolné proti vodě, lze použít i pro popisování vlhkých povrchů
- Ideální pro sklo, porcelán, kovové povrchy a většinu plastů (polystyrenové Petriho misky)
- Po zaschnutí vydrží autoklárování, z hladkých povrchů je lze setřít

Technické parametry

Šíře stopy:	1,0 mm
Délka :	135 mm

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
černá	1	R308352
černá	10	R308352.1
modrá	1	R308452
modrá	10	R308452.1
červená	1	R308552
červená	10	R308552.1



Popisovač Lab Marker