

PORAFIL® RC MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní membrány z regenerované celulózy odolné vůči většině organických rozpouštědel

- Univerzální membrány se slabou vazbou proteinů a dobrou chemickou odolností
- Pro filtraci směsí rozpouštědel, ultrafiltraci a odplynění standardních vodných a organických rozpouštědel pro HPLC

Technické parametry

Materiál: regenerovaná celulóza

Teplotní stabilita: max 180 °C



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,20	100	M659213
13	0,45	100	M659413
25	0,20	100	M659225
25	0,45	100	M659425
47	0,20	100	M659247
47	0,45	100	M659447
50	0,20	100	M659250
50	0,45	100	M659450