

Předbarvené proteinové markery (prestained) ROTI®-MARK

Proteinové markery pro elektroforézu


- Dokonalé separační vlastnosti v gelu
- Proteinové markery jsou nabízeny jako roztoky připravené k použití, které mohou být přímo aplikovány

Proteinový marker ROTI®-MARK BI-PINK

Proteinový marker pro elektroforézu

- Obsahuje 11 proteinových pásů o velikosti 17-175 kD
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Za účelem vizualizace oddělení během gelového cyklu a pro lepší orientaci v gelu jsou tři proteiny o velikosti 10, 40 a 90 kD předbarveny modře, kromě růžových barevných bandů
- Proteiny o definované molekulové hmotnosti, předbarvené
- Připraveno k okamžitému použití, skladovat při teplotě -20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl	R.8269.1




Proteinový marker ROTI®-MARK BI-PINK

Proteinový marker ROTI®-MARK TRICOLOR

Proteinový marker pro elektroforézu

- Obsahuje 12 proteinových pásů o velikosti 17-245 kD
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Pro lepší orientaci v gelu, dva proteiny o velikosti 25 a 75 kD jsou předbarveny zeleně a červeně, kromě modře zabarvených bandů
- Proteiny o definované molekulové hmotnosti, předbarvené
- Připraveno k okamžitému použití, skladovat při teplotě -20 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl	R.8271.1



Proteinový marker ROTI[®]-MARK TRICOLOR