

## Příslušenství pro inkubátory Enviro-Genie a Incubator-Genie



prislusenstvi\_enviro\_incubator

| Specifikace                                                | Vhodné použití                                         | Balení | Katalogové číslo |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Magnetická krabička na stripovací blotting, na 6 stripů    | s nakláněcí plošinou                                   | 1 ks   | Q541139          |
| Magnetická krabička na 50 mikrozkušavek                    | 360° rotace                                            | 1 ks   | Q541140          |
| Magnetická krabička na 100 mikrozkušavek                   | 360° rotace, max. 4 na plošině (2 na každé straně)     | 1 ks   | Q541135          |
| Plošina pro 3D orbitální třepání                           | staining, blotting, mytí vzorků                        | 1 ks   | Q541250          |
| Plošina pro horizontální třepání                           | western-blot, boněčné kultury                          | 1 ks   | Q541275          |
| Zkušavka s dvěma otvory ve tvaru V                         | rotační míchání<br>připojení přes klip SI-1130         | 1 ks   | Q541137          |
| Sada 2 stojánek a 24 magnetických pásků pro uchycení sáčků | míchání v uzavřených sáčcích                           | 1 set  | Q531127          |
| 16 magnetických pásků pro uchycení sáčků                   | míchání v uzavřených sáčcích                           | 1 set  | Q531126          |
| Protismykový táč na magnetickou plošinu                    | umožňuje použití otevřených nádob na nakláněcí plošinu | 1 ks   | Q541200          |
| Stohovatelné drátěné stojánky                              | rozšíření plochy uvnitř inkubátoru                     | 1 ks   | Q541131          |
| Klipovací držák na hybridizační zkušavky                   | 1 držák pojme jednu 35x300mm zkušavku                  | 2 ks   | Q541130          |
| Klipovací držák na 100 ml odměrné baňky                    | 1 držák pojme tři 100ml odměrné baňky                  | 1 ks   | Q531136          |
| Klipovací držák univerzální                                | uchopení pomocí elastických gumiček                    | 2 ks   | Q531134          |
| Klipovací držák na 10-13 mm zkušavky                       | 1 držák pojme dvanáct 10-13mm zkušavek                 | 6 ks   | Q531120          |
| Klipovací držák na 15-17 mm zkušavky                       | 1 držák pojme šest 15-17mm zkušavek                    | 6 ks   | Q531121          |
| Klipovací držák na 28-30 mm zkušavky                       | 1 držák pojme tři 28-30mm zkušavky                     | 6 ks   | Q531122          |
| Sériový kabel RS232/USB                                    | propojení k počítači                                   | 1 ks   | D602029          |