

Prostředek dezinfekční na všechny druhy nástrojů GIGASEPT INSTRU AF

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek bez aldehydů

- Dezinfekce a čištění plastů, gumy, skla, porcelánu a kovů (kromě pozinkované a povrchově neupravené oceli)
- Antibakteriální, fungicidní a antivirový účinek
- Vysoká účinnost proti bakteriím (vč. mykobakterií), TBC, mikroskopickým houbám, virům, vč. HBV i HIV

Technické parametry

Složení:	aromatické alkoholy a guanidin
Aplikační koncentrace:	2% až 5% roztok po dobu 5 až 30 minut
Bezp. věty (GHS):	H302-H314-H373-H400



Prostředek dezinfekční na všechny druhy nástrojů GIGASEPT INSTRU AF

Popis	Balení	Katalogové číslo
GIGASEPT INSTRU AF v láhvi	2000 ml	R999002
GIGASEPT INSTRU AF v kanystru	5000 ml	R999005