

## Prostředek dezinfekční propanolový na ruce

Propanolový dezinfekční prostředek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

- Účinné proti: Grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, tuberkulózním bakteriím, mykobakteriím, rotavirům, obaleným virům plus norovirům a adenovirům
- Velmi dobrá snášenlivost na pokožce
- Bez barviv a parfémů
- Hygienická dezinfekce rukou: rozetřete v rukou a udržujte 30 sekund vlhké
- Chirurgická dezinfekce rukou: rozetřete po dávkách na rukou a předloktí a udržujte 90 sekund vlhké
- Splňuje doporučení německé Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí (KRINKO)\*: bez přídavku remanentních účinných látek

## Technické parametry

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Účinné látky ve 100 g roztoku: | propan-2-ol 45 g, propan-1-ol 30 g |
| Bezp. věty (GHS):              | H226-H319-H336-H412                |



Dezinfekční prostředek propanolový

| Popis                              | Balení  | Katalogové číslo |
|------------------------------------|---------|------------------|
| Propanolový dezinfekční prostředek | 100 ml  | L034696          |
| Propanolový dezinfekční prostředek | 500 ml  | L034697          |
| Propanolový dezinfekční prostředek | 1000 ml | L034698          |
| Pumpička k lahvi 500 ml            | 1 ks    | L140440          |
| Pumpička k lahvi 1000 ml           | 1 ks    | L140442          |

\*KRINKO: Hygienu rukou ve zdravotnických zařízeních. Doporučení Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí (KRINKO) při Institutu Roberta Kocha (RKI). Bundesgesundheitsbl 2016; 59:1189–1220