

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

- Neagresivní roztok pro použití na laboratorní stoly, přístroje, sklo a plast
- Zabrání interferenci cizí DNA a RNA při sekvenování, reverzní transkripci a PCR analýzách

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H315-H319



Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free

Popis	Balení (ml)	Obal	Katalogové číslo
ROTI® Nucleic Acid-free	500	plastová lahev s rozprašovačem	I866921
ROTI® Nucleic Acid-free	1 000	plast	I866922
ROTI® Nucleic Acid-free	2 500	plast	I866923