

Proužky indikační teplotní

Samolepící proužky s teplotní stupnicí trvale indikující konečnou dosaženou teplotu

- Světlé body stupnice ztmavnou po dosažení odpovídající teploty
- Proužky lze použít pouze jednou - body ztmavnou nevratně

Technické parametry

Přesnost: +mn1%

Rozměr proužku: 48 x 18 mm



teplotní indikační proužky

Měřicí rozsah (°C)	Balení	Katalogové číslo
40 - 43 - 46 - 49 - 54 - 60 - 66 - 71	10 proužků	R189051
77 - 82 - 88 - 93 - 99 - 104 - 110 - 116	10 proužků	R207751
121 - 127 - 132 - 138 - 143 - 149 - 154 - 160	10 proužků	R207951
166 - 171 - 177 - 182 - 188 - 193 - 199 - 204	10 proužků	R523151
210 - 216 - 224 - 232 - 241 - 249 - 254 - 260	10 proužků	R523251