

Proužky testovací AQUADUR®

Pro stanovení tvrdosti vody

- Stupně tvrdosti podle německé stupnice 1°d = 1,8° f (Francie) = 1,25°e (Anglie) = 17,8 mg/l CaCO₃
- Stupnice: < 3°d, > 5°d, > 10°d, > 15°d, > 20°d, > 25°d
- Barevná změna z tyrkysové do růžové
- Provedení totožné jako u proužků QUANTOFIX®

Technické parametry

Rozměry proužků:

6 x 95 mm, tloušťka 0,2 mm



Proužky testovací AQUADUR

Popis	Balení	Katalogové číslo
Testovací proužky AQUADUR®	100 proužků	R372561