

PTFE pasta

Pasta pro těsnění jemných závitů a zábrusů

- Vysoká viskozita a dobré mazací vlastnosti
- Vysoká odolnost vůči kyselinám, louhům a standardním rozpouštědlům s výjimkou fluorovaných látek

Technické parametry

Teplotní stabilita: -30 až +290 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
PTFE pasta	10 g	R.0124.3
PTFE pasta	25 g	R.0124.2
PTFE pasta	100 g	R012451