

Pufr 10x TBE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Technické parametry

Hustota:	1,067 g·cm ⁻³
Složení:	1,0M TRIS-borát (pH 8,3); 20mM EDTA; destilovaná, deionizovaná voda
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H360FD



ROTIPHORESE® Pufr 10x TBE

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	1 l	R 30611
pro elfo	5 l	R 30612