

Pufr 10× TBE ROTI® FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčkích

- Přesně vážené sáčky pro pohodlnou a rychlou přípravu roztoku TBE
- Časová úspora - není potřeba vážení několika činidel nebo nastavení pH

Technické parametry

pH: 8,3 ±0,05

Složení: 0,89 M TRIS-borát; 20 mM EDTA; destilovaná, deionizovaná voda

Bezp. věty (GHS): H315-H319-H335-H360FD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	10 sáčků	R.1243.1