

Pufr *light* 10× TAE ROTIPHORESE®

Pufr pro DNA-elektroforézu, ideální pro eluci DNA z gelů

- Pufr se sníženou koncentrací EDTA
- Ideální pro agarózové gely při eluci DNA
- Nízký obsah EDTA snižuje kontaminaci eluované DNA
- Zabraňuje jakékoliv interferenci enzymatických aktivit, např. z ligáz, izomeráz nebo polymeráz

Technické parametry

pH: 8,3 ±0,3

Složení: 0,4 M Tris-acetátový pufr, 1 mM EDTA v destilované, deionizované vodě

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	1 l	R.0122.1

Před použitím promíchat