

Pufr NF 10× TBE ROTIPHORESE®

Reade-to-use pufr 10x TBE pro přípravu sekvenačních gelů

- Vhodný i jako "running" pufr při elektroforéze pro automatické sekvenátory
- Bez fluorescence

Technické parametry

pH:	8,3
Hustota:	1,061 g.cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319
Složení:	0,89 M Tris-borátový pufr, 22 mM EDTA v destilované, deionizované vodě

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro sekvenování	2,5 l	R.A118.1

Před použitím promíchat