


Pufr PAGE Matrix plus Rotiphorese®

Připravený roztok pufru pro nalévání optimalizovaných gelů SDS-PAGE

- 4x koncentrovaný pufr pro zvýšenou separaci proteinů a výrazně vyšší stálost gelu
- Vynikající šíření bandů od 5 kDa do 250 kDa
- Vyšší pevnost gelu a delší skladovatelnost
- Kompatibilní se všemi běžnými loading a running pufrů
- Kompatibilní se všemi běžnými metodami gelového barvení
- Také vhodný pro 2D gely a pro Western Blotting
- 250 ml roztoku dostatečné pro cca. 100 mini gelů

Technické parametry

pH: 6,9-7,1



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.8996.1