


Pufr ROTI®-LOAD RNA

1,3x koncentrovaný pufr pro RNA elektroforézu

- Pufr může být přidán přímo do rozpuštěného vzorku, nebo vysrážená RNA může být solubilizována přímo v pufru
- Pufr je bez RNáz

Technické parametry

Složení:	formamid, MOPS, Na-acetát, EDTA, formaldehyd, bromfenolovou modř, ethidiumbromid
pH:	7,0
Koncentrace:	1,3x
Bezp. věty (GHS):	H302-H315-H317-H319-H341-H350-H360FD-H373



Pufr ROTI®-LOAD RNA

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pufr ROTI®-LOAD RNA	2 x 0,5 ml	R.T848.1