


## Pufr ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

### Technické parametry

|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH:               | 6,7-7,2                                                                                                                                   |
| Složení:          | SDS (cca 8 % w/v), beta-mercaptoethanol (cca 20 % v/v), glycerin (cca 40 % v/v) a bromfenolová modř (ca. 0,015 % w/v) ve fosfátovém pufru |
| Koncentrace:      | 4 x koncentrovaný                                                                                                                         |
| Bezpečnost (GHS): | H302+H332-H311-H315-H317-H318-H373-H411                                                                                                   |



| Specifikace                        | Balení     | Katalogové číslo |
|------------------------------------|------------|------------------|
| pro dávkování proteinů, redukující | 10 ml      | R 19291          |
| pro dávkování proteinů, redukující | 4 x 10 ml  | R 19292          |
| pro dávkování proteinů, redukující | 10 x 10 ml | R.K929.3         |