

Pufr SDS-PAGE ROTI® FAIR

Pufr pro proteinovou elektroforézu v sáčcích

- Přesně vážené sáčky pro pohodlnou a rychlou přípravu roztoku SDS-PAGE
- Připravený roztok může být sterilizován filtrací (0,22 µm)
- Dva typy sáčků: pro přípravu 1000 ml roztoku SDS, nebo 5000 ml roztoku SDS

Technické parametry

pH:	8,3 ±0,05
Složení 1 x SDS PAGE:	25 mM Tris, 0,192 M glycín, 0,1 % SDS
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335

Popis	Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro 1000 ml/sáček	pro elfo	10 sáčků	R.1249.1
pro 5000 ml/sáček	pro elfo	10 sáčků	R.1250.1