

Pufrovací tablety ke stanovení tvrdosti vody s indikátorem

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H317



Tablety tvrdost vody

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
ke stanovení tvrdosti vody	100 tablet	R.7649.1
ke stanovení tvrdosti vody	500 tablet	R.7649.2

Tableta se rozpustí v 50 ml vzorku vody a pH se upraví přibližně k 11 roztokem amoniaku. Titruje se chelatonem III z červené do zelené.