

PUROMYCIN DIHYDROCHLORID

Inhibuje biosyntézu proteinů předčasným uvolňováním vznikajícího polypeptidového řetězce, aminonukleosidové antibiotikum


CAS: 58-58-2

Vzorec: $C_{22}H_{29}N_7O_5 \cdot 2 HCl$

- Funguje jako analog molekul amino-acyl tRNA

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	544,44
Zásobní roztok:	10-100 mg/ml v H ₂ O nebo v HEPES (skladování při -20°C)
Pracovní koncentrace:	1-50 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H302



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 mg	sklo	R 02401
min 98 %, pro biochemii	10 mg	sklo	R 02402
min 98 %, pro biochemii	25 mg	sklo	R 02403
min 98 %, pro biochemii	50 mg	sklo	R 02404