

PYRIDIN D5


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 7291-22-7

Vzorec: C₅D₅N

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	84,13
Hustota:	1,05 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302+H312+H332-H315-H319



PYRIDIN D5

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,8 % deuterovaný	10 ml	R.7922.1
99,8 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.7922.2
99,5 % deuterovaný	10 ml	R.CP94.1
99,5 % deuterovaný	10 ml (láhev se septem)	R.CP94.2
99,5 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.CP94.3