

PYRONIN B

C. I. 45010

CAS: 2150-48-3

Vzorec: $C_{42}H_{54}Cl_8Fe_2N_4O_2$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

1042,22 g/mol

Pracovní roztok:

0,1 g v 100 ml vody



PIRONIN B.JPG

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistý	1 g	R.1H57.1
extra čistý	5 g	R.1H57.2
extra čistý	10 g	R.1H57.3