

QUANTOFIX® Relax

Přístroj pro objektivní a přesné vyhodnocování testovacích proužků QUANTOFIX® a pH-Fix

- Přesné výsledky měření reprodukovatelné nezávisle na konkrétním uživateli
- Automatická kalibrace a start měření po výběru testu na grafickém dotykovém displeji
- Možnost ochrany prostřednictvím hesla
- Tisk na zabudované tiskárně, paměť pro uložení až 200 výsledků měření

Technické parametry

Kapacita :	50 měření/hod
Napájení:	síťový adaptér 110-240 V AC, nebo 6 baterií AA
Provozní podmínky:	5-40 °C, 20-80 % RH
Rozměry (š x h x v):	160 x 200 x 75 mm
Hmotnost (bez baterie):	710 g



Popis	Katalogové číslo
QUANTOFIX® Relax	M091346
Papír do tiskárny	M093065

Systémem QUANTOFIX® Relax nesmí být ve zdravotnictví používán pro vyhodnocování testovacích proužků QUANTOFIX®