

Random-primer mix (hexanukleotidový)

Lyofilizovaný ready-made mix primerů pro generaci práb nebo během celogenomové amplifikace

- Dále je přiložen 1 ml vody ošetřené DEPC pro molekulární biologii (bez DNáz či RNáz)
- Balení obsahuje 10 × 1 OD₂₆₀ jednotek (každá 27,4 µg či 15,3 nmol DNA) hexanukleotidové směsi primerů, každá je v 1 vialce

Technické parametry

Teplota skladování:

–20 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Random-primer mix N ₆ (N = A, T, G, C); HPLC-přečištěný, lyofilizovaný	1 kit	R.HP28.1

1 OD jednotka je definována jako množství DNA získané lyofilizací 1 ml roztoku, obsahujícího DNA o koncentraci 1 OD