

Redukce zábrusová teflonová | BOLA

Chemicky inertní redukce NZ plášť/jádro s vroubkovanou hlavou

- Těsnicí kroužky na vnější straně kónusu zajišťují dokonalou těsnost bez nutnosti mazání
- Pro spojení skleněných částí aparatury s různou velikostí zábrusu bez použití mazání
- Odpovídají požadavkům FDA

Technické parametry

Materiál: PTFE

Teplotní stáblita: -200 až +250 °C



Redukce NZ plášť	Redukce NZ jádro	Průměr hlavy (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
19/26	14/23	30	1	P098003
29/32	14/23	40	1	P098006
29/32	19/26	40	1	P098009
45/40	29/32	55	1	P098012