

Reinforced Clostridial Medium

Pro počítání a výživu bakterií *Clostridium* a dalších anaerobů z potravin a jiných vzorků

Technické parametry

pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g hovězího extraktu; 10 g peptonu; 3 g kvasničného extraktu; 1 g rozpustného škrobu; 5 g monohydrátu glukózy; 0,5 g cystein chloridu; 5 g chloridu sodného; 3 g octanu sodného; 0,5 g agaru
Aplikace:	38 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE66.1

Synonymum RCM, Medium P a Reinforced Medium for *Clostridia*