

RESAZURIN SODNÝ


CAS: 62758-13-8

Vzorec: $C_{12}H_6NNaO_4$

- redoxní potenciál páru resorufin/dihydroresorufin je -51 mV při pH 7,0
- činidlo pro hyposiřičitany

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	251,17 g/mol
Indikátor:	redoxní
Indikátor:	pH 5-7
Barevný přechod:	oranžová - fialová
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml vody



RESAZURIN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
extra čistý	1 g	R.1H5X.1
extra čistý	5 g	R.1H5X.2
extra čistý	10 g	R.1H5X.3