

**RHODAMIN B sprej pro TLC**

Připravený roztok spreje pro detekci lipidů

**CAS:** 81-88-9**Technické parametry**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Koncentrace:      | 0,1 g rhodaminu B v 100 ml EtOH |
| Bezp. věty (GHS): | H225-H319                       |

| Čistota | Balení | Katalogové číslo |
|---------|--------|------------------|
| pro TLC | 100 ml | R.CP37.1         |

Roztok je dodáván ve standardní zásobní lahvi připraven k naplnění do vhodného spreje