

RIBONUKLEÁZA

z hovězí slinivky, bez solí a proteáz, min 70 U/mg (Kunitz), přečištěná chromatograficky

CAS: 9001-99-4

- Směs RNáz, obsahující přibližně 70-80% RNázy A

Technické parametry

Teplota skladování:	–20 °C
Zásobní roztok:	10 mg/ml ve vodě
Pracovní koncentrace:	5-20 µg/ml v 10 mM Tris (pH 7,5), 15 mM NaCl

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro biochemii	100 mg	sklo	R 71641
pro biochemii	1 g	sklo	R 71642