

RIBONUKLEÁZA A

z hovězí slinivky, bez solí, 90 U/mg (Kunitz)

CAS: 9001-99-4

- Vhodná pro odstranění RNA při izolaci DNA

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	~13 700
Teplota skladování:	-20 °C
Zásobní roztok:	10 mg/ml ve vodě (pH ≤6) či 0,01 M octanu sodném (pH 5,2)
Pracovní koncentrace:	2-10 µg/ml v 10 mM Tris (pH 7,5), 15 mM NaCl



RIBONUKLEÁZA A

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii BioScience-Grade	100 mg	sklo	R 71561
pro molekulární biologii BioScience-Grade	250 mg	sklo	R.7156.4
pro molekulární biologii BioScience-Grade	500 mg	sklo	R.7156.2
pro molekulární biologii BioScience-Grade	1 g	sklo	R.7156.3

RNáza precipituje, když koncentrovaný roztok zahříváme či vaříme při pH ≥7