

Ribonukleosidtrifosfáty v setu

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů ATP, CTP, GTP a UTP o koncentraci 100 mM/NTP

- ≥ 99 %, ATP, CTP, GTP, UTP

Technické parametry

Teplota skladování:

+20 °C

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min. 99 %	100 mM/NTP	4 × 25 μ mol (250 μ l)	plast	R.K049.1
min. 99 %	100 mM/NTP	5 × 4 × 25 μ mol (250 μ l)	plast	R.K049.2