

Robustní magnetický stojánek MagnaStand 8 FastGene

Stojánek pro separaci magnetických kuliček při nízkých objemech (do 5 µl), pro větší objemy, s 1,5 ml zkumavkami i 96-jamkové destičky

- Pro separaci magnetických kuliček s navázanými molekulami, přípravu NGS knihoven či rekombinantních proteinů
- Vytvořením pelety na bočních stěnách za pomoci velmi silných neodymových magnetů MagnaStand je odebrání supernatantu snadné, aniž byste se ji dotkli
- Neodymové magnety jsou nejsilnější permanentní magnety na světě

Technické parametry


Materiál:	hliník
Materiál magnetu:	Neodymium

**MagnaStand 0,2**

Optimalizované pro velmi nízké objemy (do 5 µl), pro použití s běžnými PCR zkumavkami

- Pro 8 paralelních PCR zkumavek
- Nastavitelná pozice magnetů pro bližší kontakt se zkumavkami

Typ	Katalogové číslo
MagnaStand 0,2	N012000



MagnaStand 1,5

Pro větší objemy roztoků, pro použití s 1,5 ml zkumavkami

- Pro 8 paralelních zkumavek "typu Eppendorf"
- Extra velké magnety pro velké objemy
- Nastavitelná pozice magnetů pro optimální kontakt se zkumavkami

Typ	Katalogové číslo
MagnaStand 1,5	N011500



MagnaStand 96

Pro všechny typy 96-jamkových destiček (s plným či polovičním rámečkem, bez rámečku)

Typ	Katalogové číslo
MagnaStand 96	N010296

